

## **Guia d'elaboració de mascaretes:**

### **CONSIDERACIONS INICIALS:**

1. En primer lloc, per tal d'elaborar les mascaretes, és necessari que les persones que les elaborin portin mascareta i guants de plàstic (per tant, si no teniu mascareta, el primer model de mascareta s'ha de crear per les modistes).
2. Cada persona ha d'elaborar les mascaretes individualment i si l'elaboració es dur a terme en un taller de costura, s'ha de respectar la distància d'un metre de seguretat entre màquines de cosir.
3. Cada modista ha de tenir teles o teixits com els indicats en els materials tècnics (indicat més a baix).
4. Si no es tenen teles o teixits, escriuiu un correu a [mascaretesandorra@gmail.com](mailto:mascaretesandorra@gmail.com) i procedirem a trobar un lloc de recollida o a fer-vos arribar els teixits.
5. Cada 100 mascaretes, s'haurà d'enviar un correu a [mascaretesandorra@gmail.com](mailto:mascaretesandorra@gmail.com) per tal de trobar lloc i moment per passar-les a recollir.

### **CRITERIS TÈCNICS:**

#### ***Material per a mascaretes:***

- Tela de cotó / cotó-polièster.
- Preferiblement, entretela/"Fiselina" (amb polipropilè) o bossa de plàstic (si pot ser de plàstic molt fi, com la de la verdura o fruita).
- Gomes elàstiques o 60 cm d'elàstic o equivalent

#### ***Per elaborar 1 mascareta:***

- 2 peces de tela de 30 x 15 cm
- 1 peça d'entretela/fiselina de 30 x 15 cm (preferible) o plàstic de bossa de 30x15cm.
- 2 gomes elàstiques o 60 cm d'elàstic o equivalent.

#### ***Procediment a seguir, una opció més senzilla, però també vàlida és:***

1. Col·locar entre les dues peces de tela la peça de fiselina o plàstic.
2. Cosir les vores, unint així les tres peces, i en els dos laterals més curts afegir amb un doblat d'1cm, on es col·locaran les gomes elàstiques o el material elàstic equivalent.

***L'altra opció és el patró que s'adjunta a continuació:***

CARRE  
TEST  
2 CM

## Masque hygiénique enfant

✂ 2 X COTON IMPRIMÉ (EN MIROIR)  
✂ 2 X DOUBLE GAZE OU PUL (EN MIROIR)

MARGES INCLUSES (5 MM)

COUTURADDICT 

## Masque hygiénique adulte

✂ 2 X COTON IMPRIMÉ (EN MIROIR)  
✂ 2 X DOUBLE GAZE OU PUL (EN MIROIR)

MARGES INCLUSES ( 1 CM )

COUTURADDICT 

***Durant el procés d'elaboració:***

Cal seguir sempre les recomanacions del ministeri de Salut, la primera mascareta confeccionada haurà de fer-se servir pel propi/a modista i per l'elaboració de les mascaretes cal utilitzar sempre guants de làtex.

Una vegada confeccionades les mascaretes caldrà dispositar-les en una bossa, la qual en arribar a 100 unitats es tancarà i es portarà al lloc que més endavant es convindrà, per tal que l'organització de la xarxa les pugui fer arribar al ministeri de Salut.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!